

康宇达KYD-238B结肠途径治疗机与众不同

- 1) . **治疗过程全自动控制**。(不用手去开排污阀)
- 2) . **高位/低位注液选择**。(高位注液入管约 55cm, 无压、无胀。低位注液管约 8cm, 加压/负压反复按摩肠腔, 分段清洗至回盲部。)
- 3) . **内置注液系统, 注水/注液自动转换**。(操作方便, 将结肠洗干净后自动注入药液。)
- 4) . **内置加热器**。(加热时间长短, 药液也能加热。)
- 5) . **水/药温度控制偏差 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$** 。(比控制温度范围在 $20^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 的要精确得多, 病人也舒服。)
- 6) . **内置贮能罐, 停水后也能维持 20 分钟的工作**。(水压不稳定、同一管路多头用水时表现凸出)
- 7) . **面板+手控器操作**。(操作方便, 一个护士也能操作 2~3 台机)
- 8) . **多种保护功能**。(压力有过压、超压保护, 温度有欠温、过温、超温保护, 缺水、缺药保护, 容错能力保护, 漏电保护等。)
- 9) . **故障自动提示、自动处理功能**。(故障时有声、光提示。并能在规定的时间内解决故障, 超时不能解决将自动关机。)